

## Struttura Complessa **LABORATORIO ANALISI**

Direttore *ff. Dr. Aurelio Malabaila*

Tel. 015-15154924 Fax. 015-15154907

aurelio.malabaila@aslbi.piemonte.it

## SANGUE OCCULTO NELLE FECI

Le feci devono essere emesse su una superficie asciutta e ben pulita (padella, sacchetto di plastica, foglio di carta) evitando contaminazioni con l'urina.


Materiale necessario: n.1 flaconcino di raccolta (figura 1)



Figura 1

### PROCEDURA

- Non sono necessarie diete particolari ma nei 2-3 giorni precedenti l'esame non si deve assumere aspirina o antinfiammatori
- Non eseguire durante il periodo mestruale né in presenza di emorroidi
- Evitare di urinare contemporaneamente alla defecazione
- Raccogliere le feci in un contenitore asciutto e pulito o disponendo all'interno del W.C. uno strato di carta igienica
- Non versare il liquido contenuto nel flaconcino di raccolta



Svitare il tappo verde ed estrarre l'asticella dal tubo.

**Non rimuovere mai il tappo bianco, nel caso fosse aperto richiedere la sostituzione della provetta.**



Strisciare la punta dell'asticella sulla superficie fecale e immergerla nel materiale fecale più volte e in punti diversi.

Le scanalature dovranno essere ricoperte.

Non raccogliere materiale fecale in eccesso, la giusta quantità di materiale aderirà spontaneamente alla punta dell'asticella.



Inserire l'asticella nel tubo e riavvitare il tappo con cura. Non riaprire.

Agitare per omogeneizzare il campione.

Conservare i campioni a temperatura ambiente fino alla consegna in laboratorio.

Se non fosse possibile, conservare il flaconcino con le feci in frigorifero e consegnare in Laboratorio entro 3 giorni.